


Multi Capture Version

4

Mobile Therapieaufzeichnung

Einfache Handhabung – Komplet Set



- Einfache Handhabung in 3 Punkten 1-Aufnahme 2- Ansehen 3-Ausgabe
- Set mit internen und kabellosen Tischmikrofon
- Passwortsicherung der Aufnahmen und Sicherung des PAD kann eingestellt werden
- Keine Verkabelung
- Akkulaufzeit 9 Stunden (Aufnahmezeit bis zu 4 Stunden über internem Akku)
- Video-Audio-Aufnahmezeit bei 480p ca. 6 Stunden (interner Speicher 16GB + SD Karte)
- Im Bündel 10“ PAD + Ständer + Bluetooth + SD Karte + Tischmikrofon leichtes Set
- Bekannte Funktionen wie z. B. Marker setzen integriert
- Ausgabe Audio auch in mp3 Format für die Verschriftung
- zeitsparende Anwendung
- Komplet-Set im **Bundle** - **Preis auf Anfrage!**

E-Mail office@suh-edv.eu

URL www.suh-edv.eu

Online Anydesk / TeamViewer

Skype reentjes-suh

Phone (Nord) +49 (0)4921 99 35 502/3

Mobil (Nord) +49 (0)177 282 64 29

SuH EDV Systeme

Auricher Str. 296

26721 Emden (Deutschland)

Firmensitz Emden | Ust ID DE160231868

Multi Capture Version

Mobile Therapieaufzeichnung

4



Einstellungen

Aktive

Rückkamera

480

high

low

1080

720

480

Einstellungen

Aktive Kamera:

Rückkamera Frontkamera

480

480

Video

Bildrate : 30 f/s

Bitrate : 3449 kb/s

Breite : 720 px

Höhe : 480 px

Audio

Bitrate : 256 kb/s

Samplingrate: 48000 Hz

Kanäle : 2

high

low

720

480

Vorschau während der Aufnahme

Microphone

Bluetooth Microinternational

Abbrechen

Speichern

- Bluetooth Tischmikrofon oder internes Mikrofon
- Bluetooth Kontrollanzeige
- Audioaufnahmen immer mit hoher Qualität
- Videoaufnahmen einstellbar Video 480p 720p 1080p*
- Videofenster bei der Aufnahme verdunkelt

*abhängig von der Kamera im Gerät



Bluetooth aktiviert



Bluetooth deaktiviert

E-Mail office@suh-edv.eu

URL www.suh-edv.eu

Online Anydesk / TeamViewer

Skype reentjes-suh

Phone (Nord) +49 (0)4921 99 35 502/3

Mobil (Nord) +49 (0)177 282 64 29

SuH EDV Systeme

Auricher Str. 296


26721 Emden (Deutschland)

Firmensitz Emden | Ust ID DE160231868

Multi Capture Version

Mobile Therapieaufzeichnung

4



Funktionen im Bereich: Ansehen Viewer Fenster:

- Einfacher Play mit Pause und Marker-Sprung
- Marker können betextet und farblich gekennzeichnet werden
- Bereiche setzen, beschreiben und bewerten
- Vollbild Play mit Timeline Funktionen
- Mit HDMI Adapter* auch Vollbild auf TV oder Projektor
- sehr gute Verständlichkeit der Sprache
- Oberfläche in deutscher oder englischer Sprache

* Samsung 520/ 522/ 535

E-Mail office@suh-edv.eu
URL www.suh-edv.eu
Online Anydesk / TeamViewer
Skype reentjes-suh

Phone (Nord) +49 (0)4921 99 35 502/3
Mobil (Nord) +49 (0)177 282 64 29

SuH EDV Systeme
Auricher Str. 296
26721 Emden (Deutschland)

Firmensitz Emden | Ust ID DE160231868

Multi Capture Version


Mobile Therapieaufzeichnung

4

Projekt laden

Projekt: Datum_2017-01-24

Aufnahme:



2017-01-24_09-30-11

Rename
project

Projekt
löschen

Rename
record

Aufnahme
löschen

Aufnahme
verschieben

Laden

- Verwaltung mit Bildanzeige
- Rename von Aufnahmen oder Projekten
- Verschieben von Aufnahmen in andere Projekte
- Löschen von Projekten oder Aufnahmen
- Einfache Ausgabe der Aufnahmen
- Ausgabe im Industrie Standard Video-Format
- Quit um Projekt zu schließen
- Authenticity Check als Textdatei
- Ausgabe für DVD Erstellung
- Mp3 Audio Ausgabe für die Verschriftung

Export

Export abgeschlossen.

Verzeichnis: 2017-03-22_18-56-20/Datum_2017-03-22/

Schließen Sie Ihr Gerät via USB-Kabel an einen Computer an um die Daten zu übertragen.

OK

E-Mail office@suh-edv.eu

URL www.suh-edv.eu

Online Anydesk / TeamViewer

Skype reentjes-suh

Phone (Nord) +49 (0)4921 99 35 502/3

Mobil (Nord) +49 (0)177 282 64 29

SuH EDV Systeme

Auricher Str. 296

26721 Emden (Deutschland)

Firmensitz Emden | Ust ID DE160231868

Multi Capture Version

4

Mobile Therapieaufzeichnung

Um ein Projekt auszulagern bzw. auf einem PC anzuschauen wechseln Sie in den Bereich „Ausgabe“. Hier haben Sie verschiedene Möglichkeiten



Export: Das Projekt wird auf dem Gerät unter Data abgelegt

Export to SD Card: Ihr Projekt wird auf die SD Karte gespeichert.

Check the project: Das Projekt wird auf seine Attribute überprüft. Die Check-Datei finden Sie im Ordner „data“ auf dem Gerät.

Export mp3: Die Audio-Datei wird z. B. für die Verschriftung als mp3 Datei auf die SD Karte gespeichert.

E-Mail office@suh-edv.eu
URL www.suh-edv.eu
Online Anydesk / TeamViewer
Skype reentjes-suh

Phone (Nord) +49 (0)4921 99 35 502/3
Mobil (Nord) +49 (0)177 282 64 29

SuH EDV Systeme
Auricher Str. 296
26721 Emden (Deutschland)

Firmensitz Emden | Ust ID DE160231868

Multi Capture Version

4

Mobile Therapieaufzeichnung

Multi Capture V4 unterstützt AES256 Verschlüsselungssystem und Server mit Passwort

Wichtige Information bezüglich Datenschutz von Therapieaufzeichnungen

Antwort vom Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht, 28.04.2015: (bundesweit übertragbar)

*"Nach § 9 BDSG müssen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen werden, um die Vertraulichkeit und Integrität der Videoaufzeichnungen **bei Transport und Lagerung** sicherzustellen.*

*Diese haben sich nach dem Schutzbedarf zu richten - in Ihrem Fall würden wir diesen als „hoch“ bzw. „sehr hoch“ ansetzen. Daraus leitet sich ab, dass die Aufzeichnungen durch geeignete Verschlüsselungsverfahren **vor unbefugtem Zugriff gesichert werden müssen.***

Als Stand der Technik sollte diesbezüglich das AES-256 Verfahren eingesetzt werden. Andere Verfahren wie z.B. Blowfish sind aber auch denkbar. Zur Absicherung der Verschlüsselung werden entweder Hardwaretoken oder Passwörter verwendet.

Bei Passwörtern müssen komplexe Passwörter mit mind. 12 Stellen eingesetzt werden."

Daraus folgt:

Konventionelle Datenträger wie CD/DVD, USB-Sticks, Speicherkarten, Videobänder, DVD-Festplattenrecorder, Kameras mit SD-Karten oder Festplatten dürfen nicht verwendet werden.

Die Geschäftsführung haftet bei Datenmissbrauch.

E-Mail office@suh-edv.eu

URL www.suh-edv.eu

Online Anydesk / TeamViewer

Skype reentjes-suh

Phone (Nord) +49 (0)4921 99 35 502/3

Mobil (Nord) +49 (0)177 282 64 29

SuH EDV Systeme

Auricher Str. 296

26721 Emden (Deutschland)

Firmensitz Emden | Ust ID DE160231868

Multi Capture Version

4

Mobile Therapieaufzeichnung

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie im Internet unter www.multi-capture.de

Kontaktdaten:

SuH EDV Systeme
Auricher Str. 296
D 26721 Emden

Email: office@suh-edv.de

Telefon: 04921 99 35 502

E-Mail office@suh-edv.eu

URL www.suh-edv.eu

Online Anydesk / TeamViewer

Skype reentjes-suh

Phone (Nord) +49 (0)4921 99 35 502/3

Mobil (Nord) +49 (0)177 282 64 29

SuH EDV Systeme
Auricher Str. 296
26721 Emden (Deutschland)

Firmensitz Emden | Ust ID DE160231868